



# OST - OPTICAL SHELF-LIFE TESTER

## ZERSTÖRUNGSFREIE CO<sub>2</sub> BESTIMMUNG IN VERPACKUNGEN



Die geringe Präzision und hohe Störanfälligkeit optischer Co<sub>2</sub> Messverfahren verhindert eine ausschließlich oder primär optische Überwachung des Co<sub>2</sub> Gehaltes in abgefüllten Getränken. Der SF-Optical-Shelf-Life-Tester (OST) kombiniert die zerstörungsfreie Funktionsweise mit einer präzisen Messmethode und schafft damit eine völlig neue, interessante Anwendung für diese Technologie.

Die optische Messmethode wird dabei zur ressourcenschonenden Prozessüberwachung genutzt, wohingegen die manometrische Co<sub>2</sub> Bestimmung mit dem SF-CDA zur Referenzierung der Messkette und genauen Messung des tatsächlichen Gehaltes eingesetzt wird. Durch dieses Vorgehen kann das Rückstelllager dramatisch reduziert und der Zeitpunkt für eine genaue Messung ergebnisabhängig bestimmt werden.

Durch die Steinfurth exklusive Kombination aus Probenvorbereitung und optischer CO<sub>2</sub> Messung (inkl. automatischer Bestimmung des Flaschenhalsdurchmessers) ist der SF-Optical-Shelf-Life-Tester die ideale Lösung zur verschleißfreien und Lagerfläche schonenden Haltbarkeitsanalyse an abgefüllten Getränken.

### **Funktion:**

Die zurückgestellten Proben werden alle im SF-Optical-Shelf-Life-Tester vermessen, anschließend wird eine genaue Referenz (In der Regel mindestens drei Rückstellmuster) mit dem SF-CDA erzeugt. In festgelegten Abständen wird die optische Messreihe in gleicher Weise wiederholt und nur bei Abweichungen von dem aus der Referenz vorgegebenen Toleranzband werden die auffälligen Proben genau mit dem SF-CDA vermessen.

### **Vorteile:**

- Zerstörungsfreie Co<sub>2</sub> Messung
- Dramatische Verkleinerung des Rückstelllagers
- Flexibel programmierbare Messprozeduren
- Bedienerunabhängige automatische Funktion
- Wartungsarme Konstruktion
- Einfache, intuitive Bedienung
- Neue Analyse Möglichkeiten
- Automatische Bestimmung des Flaschenhalsdurchmessers.

### **Technische Daten:**

Verpackungsart:	Glas oder PET-Flaschen
Messbereich:	0,5 – 8 bar
Wiederholbarkeit:	+/- 0,15 g/l
Spannungsversorgung:	115 - 230 VAC , 50 -60 Hz
Betriebstemperatur:	+5°C - +35°C
Messdauer:	ca. 5 Sec.

### **Steinfurth Mess-Systeme GmbH**

Elektromechanische Mess-Systeme  
Bonifaciusring 15  
45309 Essen  
Deutschland  
Telefon +49-201-85517-0  
Telefax +49-201-85517-20  
Internet: <http://www.steinfurth.de>  
E-Mail: [info@steinfurth.de](mailto:info@steinfurth.de)

### **Steinfurth, Inc.**

Electromechanical Measuring Systems  
541 Village Trace  
Bldg. 11, Suite 102  
Marietta, GA 30067 USA  
Phone +1-678-500-9014 & +1-404-918-5061  
Telefax +1-678-840-7744  
Internet: <http://www.steinfurth.com>  
E-Mail: [info@steinfurth.com](mailto:info@steinfurth.com)

